

Kit Medidor pH de Bolsillo PH-60



El medidor de pH de bolsillo PH60 es un instrumento preciso y fácil de usar para medir el pH de soluciones líquidas. El pH, que indica el nivel de acidez o alcalinidad de una solución, es crucial en una amplia gama de áreas, como química, biología, agricultura, producción de alimentos y bebidas, e incluso piscicultura, donde el equilibrio del pH es vital para la salud de los peces.


Este medidor es ideal para su uso en laboratorios, acuarios, piscinas y en la agricultura, proporcionando mediciones rápidas y confiables. Su diseño compacto y portátil lo hace fácil de transportar, lo que permite realizar pruebas de pH en cualquier lugar y momento. Es una herramienta indispensable tanto para científicos y técnicos como para propietarios de acuarios y piscinas que requieren un control regular del pH en sus soluciones.

sonda de pH de vidrio
reemplazable de alta sensibilidad
con protector de sensor



- El medidor de pH de bolsillo PH60 ofrece una precisión de ± 0.01 pH, lo que lo convierte en una herramienta precisa para medir el pH de soluciones.
- El medidor de pH de bolsillo PH60 cuenta con una función de calibración automática que hace que sea fácil de usar y garantiza una medición precisa.
- Pantalla LCD que muestra el valor de pH y la temperatura, lo que facilita la lectura de los resultados.
- Función de compensación de temperatura automática que ajusta automáticamente la lectura de pH en función de la temperatura de la solución.
- Diseño compacto: el medidor de pH de bolsillo PH60 es compacto y portátil, lo que lo hace fácil de llevar a cualquier lugar.
- Resistente al agua
- Batería de larga duración
- Función de apagado automático

INCLUYE



- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pluma medidor de PH60 | 4. Recipiente Calibración pH 10.01 | 7. Solución de Calibración pH 7.00 |
| 2. Recipiente Calibración pH 4.00 | 5. Cordón | 8. Solución de Calibración pH 4.00 |
| 3. Recipiente Calibración pH 7.00 | 6. Solución de calibración pH 10.01 | 9. Solución de Almacenamiento |

ACCESORIOS COMPATIBLES*



Electrodo PH60S-E



Electrodo PH60F-E



Electrodo ORP60-E



Solución de Calibración
pH 4.00



Solución de Calibración
pH 7.00



Solución de Calibración
pH 10.01



Cepillo de Limpieza



*Accesorios Compatibles no Incluidos

www.eeisas.com

